

网销版8F-3W制氧机外箱(内)技术要求:

- 1、采用对开形式
- 2、本尺寸为包装的外径尺寸(54 × 36 × 69.5 cm), 允许误差: ± 5mm
- 3、以电子文件的版面为准, 色彩及套版要准确
- 4、纸盒应牢固, 不应出现开裂、折痕等缺陷
- 5、包装强度采用国家的要求
- 6、下摇盖加印供货方代码(鱼跃提供), 公司名称前两个字的第一个大写拼音字母再加序号
- 7、纸张材质如下:

由外——里(黄版瓦楞纸)

面纸: 175gA级

瓦楞纸: 120gA级B楞, 华泰纸业

芯纸: 125gB级, 东明“天狼”

瓦楞纸: 140gA级A楞, 华泰纸业

里纸: 150gB级, 山鹰纸业

