

7E-C便携式吸痰器外箱（1只装）技术要求：

- 1、采用对开形式
- 2、本尺寸为包装的外径尺寸46×26.8×34.2cm，外径尺寸允许误差：±5mm
- 3、其中红色标准色PANTONE186C
灰色部分电脑配比：C：0%，M：0%，Y：0%，K：80%；以电子文件的版面为准，墨量要均匀，色彩及套版要准确。
- 4、纸盒应牢固，不应出现开裂、折痕等缺陷
- 5、包装强度采用国家的要求
- 6、下摇盖加印供方代码(鱼跃提供)，公司名称前两个字的第一个大写拼音字母再加序号
- 7、纸张材质如下：

由外——里(黄版瓦楞纸)

面纸：国产170克A级

芯纸：国产140克高强瓦楞

国产120克高强瓦楞

国产115克高强瓦楞

底纸：国产150克A级

