

助行器（YU710A）（电商）外箱技术要求：

- 1、采用满盖式
- 2、本尺寸为包装的外径尺寸57.5×11×81cm，允许误差范围：±5mm
- 3、以电子文件的版面为准，色彩及套版要准确
- 4、纸盒应牢固，不应出现开裂、折痕等缺陷
- 5、包装强度采用国家的要求
- 6、下摇盖加印供方代码(鱼跃提供)，公司名称前两个字的第一个大写拼音字母再加序号
- 7、纸张材质如下：

由外——里(黄版瓦楞纸)

面纸：国产175克A级

芯纸：国产高强瓦楞纸125克

        国产高强瓦楞纸125克

        国产高强瓦楞纸125克

底纸：国产150克B级

