

条纹式22管褥疮床垫外箱技术要求:

- 1、采用对开形式
- 2、本尺寸为包装的外径尺寸(35 × 23 × 35cm), 外径尺寸允许误差范围: ±5mm
- 3、以电子文件的版面为准, 墨量要均匀, 色彩及套版要准确,  
其中红色标准色PANTONE186C, 灰色部分电脑配比: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 80%
- 4、纸盒应牢固, 不应出现开裂、折痕等缺陷
- 5、包装强度采用国家的要求
- 6、下摇盖加印供方代码(鱼跃提供), 公司名称前两个字的第一个大写拼音字母再加序号
- 7、纸张材质如下:

由外里(黄板瓦楞纸)

由外里(黄版瓦楞纸)

面纸: 国产175克A级

芯纸: 国产瓦楞纸125克

国产瓦楞国纸125克

国产瓦楞国纸125克

底纸: 国产150克B级

